

UniGloves®

Luvas de látex para
procedimento não cirúrgico

Clássico Premium Quality

Não estéril



PINK



FÁCIL CALÇAMENTO



AMBIDESTRA



BARREIRABIOLÓGICA



SUPERFÍCIE LISA



MAIOR ESPESSURA



MACIEZ, ALTOCONFORTO E
AJUSTE ADEQUADO ÀS MÃOS



PUNHO ALONGADO, GARANTINDO
CONFORTO E SEGURANÇA



COMPOSIÇÃO:

Alta concentração de látex 100% natural,
levemente pulverizada com pó bioabsorvível

COMPÓ

Superfície
lisa

CONCENTRAÇÃO
MENOR DE PÓ

FIRMEZA E PRECISÃO

Fabricadas em látex de borracha natural, oferecem total sensibilidade tátil e um manuseio perfeito, além disso, apresenta grande barreira de proteção contra patógenos e situações de alto risco de contaminação. A utilização de amido de milho bio absorvível como pó, possibilita um fácil calçamento e remoção das luvas.

100
unidades

Embalagem maior
FÁCIL MANUSEIO

QUALIDADE

- ✓ Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO
- ✓ Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008 (Boas práticas de fabricação)

TAMANHO

- ✓ Extrapequena
- ✓ Pequena
- ✓ Média
- ✓ Grande



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

| | |
|-----------------|---|
| Tipo | Com pó, nãoestéril |
| Material | Látex de borracha natural de alta qualidade |
| Características | Ambidestra, superfície lisa, punhos com bainha |
| Cor | Pink |
| Armazenamento | As luvas mantêm suas propriedades quando armazenadas em lugares secos e em temperaturas de até 40°C |
| Validade | 5 anos da data de fabricação |

DIMENSÕES FÍSICAS

| DIMENSÕES | PADRÃO UNIGLOVES | PADRÃO PORTARIA 332/2012 - INMETRO |
|---|------------------|---|
| Comprimento (mm) | 240 mínimo | 220 mín. (Tamanhos XP e P) 230 mín. (Tamanhos M, G e XG) |
| Largura (mm) | | |
| ✓ Extrapequena | 76 + ou - 3 | < 80 |
| ✓ Pequena | 84 + ou - 3 | 80 + ou - 10 |
| ✓ Média | 94 + ou - 3 | 95 + ou - 10 |
| ✓ Grande | 105 + ou - 3 | 110+ ou - 10 |
| Espessura em parede simples (mm) | | |
| ✓ Dedos | 0.12 + ou - 0.03 | 0.08 mínimo |
| ✓ Palma | 0.11 + ou - 0.03 | 0.08 mínimo |

PROPRIEDADES FÍSICAS

| PROPRIEDADES | PADRÃO UNIGLOVES | | PADRÃO PORTARIA 332/2012 - INMETRO | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | Antes do envelhecimento | Depois do envelhecimento | Antes do envelhecimento | Depois do envelhecimento |
| Alongamento ao ponto de ruptura (%) | Até 880 | Até 850 | 650 mínimo | 500 mínimo |
| Tensão de resistência (MPa) | Até 14 | Até 10 | 7 mínimo | 6 mínimo |

41 3027.5454

Rua Santa Catarina, 293 Água Verde
CEP 80620-100 / Curitiba PR/ Brasil
comercial@unigloves.com.br

UniGloves®

www.unigloves.com.br