

# UniGloves®

Luvas de látex para  
procedimento não cirúrgico

Não estéril

## Conforto Premium Quality

ORANGE



UM TOQUE DE  
COR NO SEU  
DIA A DIA



- FÁCIL CALÇAMENTO
- AMBIDESTRA
- BARREIRA BIOLÓGICA
- SUPERFÍCIE MICROTEXTURADA
- MAIOR ESPESSURA
- MACIEZ, ALTO CONFORTO E AJUSTE ADEQUADO ÀS MÃOS
- PUNHO ALONGADO, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA

COMPOSIÇÃO:  
Alta concentração de látex 100% natural, sem pó

SEM PÓ

Superfície  
microtexturizada



REDUÇÃO  
DE REAÇÕES  
ALÉRGICAS

## PROTEÇÃO E SENSIBILIDADE

Ideais para pessoas sensíveis ao pó bioabsorvível. Para manter a maciez, o conforto e a sensibilidade tátil no calçamento e remoção das luvas, utilizamos o processo de cloração que torna sua superfície deslizante e também remove o excesso de proteínas do látex, mantendo-o em níveis abaixo de 50ug/g e reduzindo, significativamente, o risco de alergia.

100  
unidades

Embalagem maior  
FÁCIL MANUSEIO

### QUALIDADE

- ✓ Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO
- ✓ Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2016 (Boas práticas de fabricação)

### TAMANHO

- ✓ Extrapequena
- ✓ Pequena
- ✓ Média
- ✓ Grande



**ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**

Tipo	Sem pó, não estéril
Material	Látex de borracha natural de alta qualidade
Características	Ambidestra, superfície microtexturizada, punhos com bainha
Cor	Laranja
Armazenamento	As luvas mantêm suas propriedades quando armazenadas em lugares secos e em temperaturas de até 40°C
Validade	5 anos da data de fabricação

**DIMENSÕES FÍSICAS**

DIMENSÕES	PADRÃO UNIGLOVES	PADRÃO PORTARIA 332/2012 - INMETRO
<b>Comprimento (mm)</b>	240 mínimo	220 mín. (Tamanhos XP e P) 230 mín. (Tamanhos M, G e XG)
<b>Largura (mm)</b>		
✓ Extrapequena	76 + ou - 3	< 80
✓ Pequena	84 + ou - 3	80 + ou - 10
✓ Média	94 + ou - 3	95 + ou - 10
✓ Grande	105 + ou - 3	110 + ou - 10
<b>Espessura em parede simples (mm)</b>		
✓ Dedos	0.12 + ou - 0.03	0.08 mínimo
✓ Palma	0.11 + ou - 0.03	0.08 mínimo

**PROPRIEDADES FÍSICAS**

PROPRIEDADES	PADRÃO UNIGLOVES		PADRÃO PORTARIA 332/2012 - INMETRO	
	Antes do envelhecimento	Depois do envelhecimento	Antes do envelhecimento	Depois do envelhecimento
Alongamento ao ponto de ruptura (%)	Até 910	Até 890	650 mínimo	500 mínimo
Tensão de resistência (MPa)	Até 13	Até 9.8	7 mínimo	6 mínimo

41 3027.5454

Rua Santa Catarina, 293 Água Verde  
CEP 80620-100 / Curitiba PR / Brasil  
comercial@unigloves.com.br

**UniGloves®**

www.unigloves.com.br